

MODE D'EMPLOI

CODE ARTICLE	REFERENCE USINE	DESIGNATION
49212-49216	MS40/57/67/77/90	DEWAR ACIER EMAILLE
49217	MS100A	DEWAR ACIER EMAILLE 1.5L
49218	MS100B	DEWAR ACIER EMAILLE 2L
49219	MS135	DEWAR ACIER EMAILLE 3L
94439	MS111	DEWAR ACIER EMAIL COUV+POIGNET 1L
94440	MS222	DEWAR ACIER EMAIL COUV+POIGNET 2L
94441	MS333	DEWAR ACIER EMAIL COUV+POIGNET 4.5L
94442	MS200	DEWAR ACIER EMAIL COUV+POIGNET 10L

Pour la mise en service de ses appareils ainsi que pour son service après-vente
BIOBLOCK SCIENTIFIC a choisi AVANTEC.

AVANTEC SIEGE

Bd Sébastien Brant
Parc d'Innovation
67400 ILLKIRCH
Tel : 88 66 67 24
Fax : 88 67 01 76

AVANTEC ILE DE FRANCE

5 bis rue du Pont des Halles
94150 RUNGIS
Tel : 45 12 30 30
Fax : 45 12 30 33

AVANTEC RHONE ALPES

Tel : 72 02 95 45
Fax : 72 02 98 84

AVANTEC MIDI PYRENEES

Tel : 61 44 02 89
Fax : 61 44 13 42

AVANTEC PROVENCE COTE D'AZUR

Tel : 91 27 12 25
Fax : 91 27 13 49

AVANTEC NORD

Tel : 20 47 19 71
Tel : 20 47 12 16

No. MDAY 03

date : 10/94

SANTÉ ET SÉCURITÉ SELON LA LEGISLATION SUR LE TRAVAIL, 1974

FLAcons DEWAR (SOUS VIDE)

En accord avec la disposition de la loi adoptée par le Parlement et l'obligation qui en résulte pour tous les fabricants, fournisseurs et employés d'assurer que les produits soient d'une utilisation sûre, sans risque pour la santé et la sécurité, nous recommandons de prendre des précautions lors de l'utilisation des flacons Dewar. Tout produit utilisé sous vide représente un danger potentiel pour la sécurité et doit par conséquent être traité avec prudence. En cas de doute, consultez votre responsable sécurité. Nous énumérons ci-dessous quelques conseils pour éviter certaines erreurs les plus courantes.

1. Il faut être conscient qu'il peut être parfois dangereux de verser des gaz liquides dans un Dewar en verre sans pré-réfrigération du Dewar.
2. En cas d'utilisation de gaz liquides (ou d'autres matériaux à très basse température), il est dangereux d'utiliser une barre d'agitation en verre pour mélanger ou agiter des substances dans le Dewar, sauf s'il y a un P.T.F.E ou quelque autre forme de revêtement protecteur sur la barre.
3. En cas d'utilisation d'un Dewar en verre "nu" (c'est à dire uniquement le verre sans le récipient), il est conseillé d'appliquer une bande fortement adhésive à l'extérieur du flacon ou de couvrir le flacon avec un treillis en fil métallique. Ceci réduit le risque de projection de particules de verre si le Dewar était brisé.
4. VENTILATION:
 - A) Tous les flacons Dewar Dilvac placés dans des récipients en plastiques ou en acier inox (séries 990 et 55) ont des couvercles ventilés pour éviter le développement d'une pression gazeuse lorsqu'ils contiennent des substances à dégagement gazeux. La capacité de l'orifice à libérer la pression doit être contrôlée régulièrement.

- B) En cas d'utilisation d'un récipient en acier soudable (séries MS), assurez-vous que le couvercle n'est pas fixé au corps du récipient avec de la bande adhésive, qui empêcherait le couvercle de libérer la pression gazeuse en cas de besoin.
- C) Tous les Dewars en verre avec ou sans récipient ne doivent pas être recouverts d'un objet lourd ou fixé qui pourrait naturellement ou en raison de la congélation, faire joint au niveau du rebord.