



Réfrigérateurs et congélateurs à usage général Série TSG freezers

Stockage et protection fiables de vos échantillons

Conçu pour répondre à vos besoins quotidiens en laboratoire

Les réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire à usage général Série TSG Thermo Scientific™ ont été conçus et pensés pour répondre à vos besoins. La Série TSG est idéale pour répondre aux exigences d'une utilisation quotidienne dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels, en stockant les réactifs, les milieux de culture, les protéines et tout type d'échantillons utilisés couramment dans le laboratoire.

Les unités de stockage frigorifique à usage général de la Série TSG offrent une technologie et des fonctionnalités de pointe pour tous les laboratoires :

- Systèmes de réfrigération silencieux
- Faible consommation d'énergie
- Alarmes de température, de coupure de courant et d'ouverture de porte
- Gaz réfrigérants verts et naturels
- Garantie de 12 mois pièces et main-d'œuvre

Conçu pour répondre aux performances, à la sécurité et à la qualité que vous attendez de notre équipement

Performance

- Réfrigérateurs : Point de consigne de +5°C, plage réglable entre +2°C et +15°C
- Congélateurs : Point de consigne de -20°C, plage réglable entre -25°C et -10°C.
- Fonctionnement silencieux < 60 dBA
- Contrôleur digital avec enregistrement des alarmes
- Dégivrage adaptatif

Sécurité

- Alarme de sur-température et de sous-température
- Alarme d'ouverture de porte
- Alarme de coupure de courant
- Alarme de condenseur bouché
- Verrouillage à clef
- Contact pour report d'alarme à distance

Qualité

- Garantie de 12 mois pièces et main-d'œuvre
- Marquage CE
- Intérieur peint en blanc et revêtement extérieur type acier



Réfrigérateurs Série TSG

Les réfrigérateurs Thermo Scientific™ Série TSG offrent les performances, la sécurité et la qualité requises pour vos applications de laboratoire quotidiennes.

- Large gamme de volumes, de 400 L à 1 500 L (double porte)
- Configurations portes pleines et portes vitrées (triple-vitrage)
- Fonctionnement silencieux < 60 dBA
- Intérieur et extérieur peints en blanc
- Dégivrage adaptatif
- Alarmes de température, d'ouverture de porte et de coupure de courant (avec batterie de secours)
- Faible dégagement calorifique
- Port d'accès à l'arrière
- Verrouillage à clef
- Éclairage intérieur à LED
- Réfrigérants hydrocarbure verts
- Contact pour report d'alarme à distance



Plage de températures de fonctionnement des réfrigérateurs TSG comprises entre +2°C et +10°C par rapport au point de consigne (point de consigne de +5°C)

Référence	Capacité (L)	Portes	Étagères	Dimensions L x P x H (mm)	Voltage/fréquence	Énergie	Type de prise	Emballage					
17187748	400	1 porte pleine	5	600 x 655 x 1955	230 V / 50 Hz	0,6 kWh/jour	UE	Boîte					
17107758								Caisse					
17197748							RU	Boîte					
17117758	700	1 porte pleine	4	750 x 840 x 2100		230 V / 50 Hz	1,1 kWh/jour	UE	Caisse				
17107768									RU	Boîte			
17127768								RU	Caisse				
17117768	1500	2 portes pleines	8	1440 x 825 x 2070			230 V / 50 Hz	3,7 kWh/jour	UE	Boîte			
17167738										Caisse			
17187738									RU	Boîte			
17177738	400	1 porte vitrée	5	600 x 655 x 1955				230 V / 50 Hz	1,1 kWh/jour	UE	Caisse		
17197738											RU	Boîte	
17147748										RU	Caisse		
17167748	700	1 porte vitrée	4	750 x 840 x 2100	230 V / 50 Hz				0,9 kWh/day	UE	Boîte		
17187758											Caisse		
17177758										RU	Boîte		
17197758	1500	2 portes vitrées	8	1440 x 825 x 2070		230 V / 50 Hz			4,2 kWh/jour	UE	Caisse		
17127738											RU	Boîte	
17147738										RU	Caisse		
17137738	400	1 porte vitrée	5	600 x 655 x 1955			230 V / 50 Hz		1,1 kWh/jour	UE	Boîte		
17177748											RU	Caisse	
17167758	700	1 porte vitrée	4	750 x 840 x 2100					230 V / 50 Hz	0,9 kWh/day	UE	Boîte	
17187758								RU				Caisse	
17177758	1500	2 portes vitrées	8	1440 x 825 x 2070				230 V / 50 Hz		4,2 kWh/jour	UE	Boîte	
17197758												RU	Caisse
17127738	400	1 porte vitrée	5	600 x 655 x 1955	230 V / 50 Hz					1,1 kWh/jour	UE	Boîte	
17147738												RU	Caisse
17137738	700	1 porte vitrée	4	750 x 840 x 2100						230 V / 50 Hz	0,9 kWh/day	UE	Boîte
17157748						RU							Caisse
17177748	1500	2 portes vitrées	8	1440 x 825 x 2070		230 V / 50 Hz					4,2 kWh/jour	UE	Boîte
17167758													RU

Congélateurs Séries TSG

Les congélateurs Thermo Scientific™ Série TSG ont été conçus pour vos laboratoires, combinant les performances, la sécurité et la qualité requises pour les applications de laboratoire quotidiennes.

- Large gamme de volumes allant de la porte pleine de 400 L à la double porte de 1 500 L
- Fonctionnement silencieux < 60 dBA
- Intérieur et extérieur peints en blanc
- Dégivrage adaptatif
- Alarmes de température, d'ouverture de porte et de coupure de courant (avec batterie de secours)
- Faible dégagement calorifique
- Port d'accès à l'arrière
- Verrouillage à clef
- Éclairage intérieur à LED
- Réfrigérants hydrocarbure verts
- Contact pour report d'alarme à distance

Plage de températures de fonctionnement des congélateurs TSG comprises entre -12°C et -25°C par rapport au point de consigne (point de consigne de -20°C)

Référence	Capacité (L)	Portes	Étagères	Dimensions L x P x H (mm)	Voltage/Fréquence	Énergie	Type de prise	Emballage
17107748	400	1 porte pleine	5	600 x 655 x 1955	230 V / 50 Hz	7 kWh/jour	UE	Boîte
17127748							Caisse	
17117748							RU	Boîte
17137748							Caisse	
17127758	700	1 porte pleine	4	750 x 840 x 2100	230 V / 50 Hz	6,6 kWh/jour	UE	Boîte
17147758							Caisse	
17137758							RU	Boîte
17157758							Caisse	
17187728	1500	2 portes pleines	8	1440 x 825 x 2070	230 V / 50 Hz	11 kWh/jour	UE	Boîte
17107738							Caisse	
17197728							RU	Boîte
17117738							Caisse	



Pour en savoir plus, rendez-vous sur [thermofisher.com/coldstorage](https://www.thermofisher.com/coldstorage)

Distribué par Fisher Scientific. Communiquez avec nous aujourd'hui:

En France:

En ligne: fishersci.fr
E-mail: fr.fisher@thermofisher.com
Service clients: +33 (0) 388 67 14 14

En Suisse:

En ligne: fishersci.ch
E-mail: info.ch@thermofisher.com
Service clients: +44 (0) 56 618 41 11

En Belgique:

En ligne: fishersci.be
E-mail: benelux.info@thermofisher.com
Service clients: +32 (0) 56 260 260