



SuperSealer 加圧式シーラー

Easy to Use

ハイパフォーマンスを実現

SuperSealer 加圧式シーラー

一時的または長期的にサンプルを保存する際、サンプルの汚染や蒸発防止のために、シーリングは大変重要で、プレート表面に素早くシールできるキャップマットやシールが多く使用されます。しかし、粘着シートをマニュアルで装着する場合、シートがよれたり、ずれることがあります。Thermo Scientific™ SuperSealer™ 加圧式シーラーは、マイクロプレートにキャップマットだけでなく粘着シールを自動でシールし、さらに簡単操作で均一なシーリングを実現します。

- 粘着シール、キャップマットを均一にシーリング
- 10～15秒で1回のシーリング完了!
- プレートの高さを自動調整(パラメーター設定、アダプター類不要)
- サンプルへの影響の少ない加圧式
- 専用のシールマットで粘着シールのシーリング可能
- Thermo Scientific™ Matrix™ SeptraSeal™ にも対応
- SBS規格のマイクロウェルプレート、ディープウェルプレート、チューブラックに対応

仕様	詳細
寸法(W×D×H mm)	165×318×343
重量	13.5 kg
電源	110～240 V、50/60 Hz

製品番号	製品名	希望小売価格
4110-11	SuperSealer 加圧式シーラー	¥960,000
81100682	シーリングマット(1個入)	¥2,300



キャップマット



アルミ粘着シール



樹脂粘着シール

驚くほどシンプルな操作性



マット・セプラシール

- 本体の電源をON
- キャリアトレイを引き出す



粘着シール

- プレートの1列目にキャップマットを軽くはめる
- はめた部分が内側になるようにキャリアトレイに載せる

- プレートの真ん中に粘着シールを載せる
 - プレートをキャリアトレイに載せ、シーリングマット(製品番号81100682*)を載せる
- *黒色



- キャリアトレイを閉じる
- 10～15秒で加圧音が消えたら完了!



※ご使用の際は、キャップマット、ストリップキャップ、セプラシールは全てのウェルにはめるようにしてください。

マイクロプレート用アクセサリ

シーリングテープ



Nunc
シーリングテープ



AB0580




AB0718

製品番号	材質	接着剤	アプリケーション	カラー	滅菌	ピアサブル	DNase/RNase	使用温度	入数	希望小売価格
Thermo Scientific™ Nunc™ シーリングテープ										
232698	アルミニウム	アクリル酸系	PCR、保存、96ウェルプレート用	●シルバー	—	●	●	-80~150 °C	100	¥21,300
232699	アルミニウム	アクリル酸系	PCR、保存、384ウェルプレート用	●シルバー	—	●	●	-80~150 °C	100	¥21,800
232701	ポリオレフィン	アクリル酸系	低自家蛍光、DMSO耐性、顕微鏡	クリア	—	—	—	-70~100 °C	100	¥12,400
232702	ポリオレフィン	アクリル酸系	PCR、蛍光アッセイ、顕微鏡	クリア	—	—	●	-70~100 °C	100	¥16,100
235306	ポリオレフィン	シリコン系	ピアサブル、低自家蛍光	クリア	—	●	—	-40~90 °C	100	¥25,300
235307	ポリオレフィン	シリコン系	Q-PCR、顕微鏡、低蛍光 (lowest)	クリア	—	—	—	-70~100 °C	100	¥27,900
236272	ポリエステル	アクリル酸系	不透明、発光アッセイ、プレートの底用	●白	—	—	—	-40~80 °C	50	¥5,900
236366PK	ポリエステル	アクリル系	細胞培養、滅菌アプリケーション用	クリア	●	—	—	-70~100 °C	200	¥17,400
236370	ポリエステル	シリコン系	サンプル保護 各種アプリケーションに使用可能	クリア	—	—	—	-70~100 °C	100	¥14,500
236703	ビニル	アクリル酸系	プレートの底・表面用 光感受性サンプルの保護	●黒	—	—	—	-40~80 °C	50	¥8,100
236707	ポリエステル	アクリル系	ロールタイプ 各種アプリケーションに使用可能	クリア	—	—	●	-20~100 °C	1,000	¥69,500
241205	レーヨン	アクリル酸系	ガス透過性:細胞培養	●白	●	●	—	-20~80 °C	50	¥9,900
249720	レーヨン	アクリル酸系	ガス透過性:好気性培養	●白	—	—	●	-20~80 °C	50	¥9,400
276014	アルミニウム	シリコン系	PCR、光感受性サンプルの保護 各種アプリケーションに使用可能	●シルバー	●	●	●	-80~120 °C	100	¥17,300
Thermo Scientific™ ABgene™ プレートシール										
AB0580	PVDCコート ポリプロピレン	アクリル系	サンプル保護 各種アプリケーションに使用可能	クリア	—	—	—	-40~80 °C	100	¥10,000
Thermo Scientific™ ABgene™ Gas Permeable プレートシール										
AB0718	ポリプロピレン	アクリル系	ガス透過性:好気性培養	クリア	—	—	—	-20~80 °C	50	¥21,100


キャップマット





Nunc 96ウェル
キャップマット



Matrix 96ウェル
キャップマット



ABgene 96ウェル/ディープウェル用キャップマット



製品番号	材質	ウェル数	ウェル形状	カラー	滅菌	オートクレーブ	ピアサブル	スリット	使用温度	入数	希望小売価格
Thermo Scientific™ Nunc™ 96ウェル/ディープウェル用キャップマット											
276000	TPE	96	丸型	●ナチュラル	●	—	●	—	-80~121 °C	50	¥21,200
276002	TPE	96	丸型	●ナチュラル	—	—	●	—	-80~121 °C	50	¥19,000
276003	TPE	96	丸型	●イエロー	—	—	●	—	-80~121 °C	50	¥19,000
276005	TPE	96	丸型	●ブルー	—	—	●	—	-80~121 °C	50	¥19,000
276011	シリコン*1	96	丸型	●ナチュラル	—	—	●	●	-20~121 °C	50	¥44,300
Thermo Scientific™ Matrix™ 96ウェル/ディープウェル用キャップマット											
4410	EVA樹脂*2	96	台形(浅め)	●ナチュラル	—	—	—	—	-80 °C~室温	100	¥28,700
4411-11	EVA樹脂*2	96	台形(浅め)	●ナチュラル	—	—	—	—	-80 °C~室温	10	¥4,600
4412-11	EVA樹脂*2	96	台形(浅め)	●ナチュラル	●	—	—	—	-80 °C~室温	10	¥5,000
4420	EVA樹脂*2	96	角型	●ナチュラル	—	—	—	—	-80 °C~室温	100	¥42,000
4421	EVA樹脂*2	96	角型	●ナチュラル	—	—	—	—	-80 °C~室温	10	¥5,500
4422	EVA樹脂*2	96	角型	●ナチュラル	●	—	—	—	-80 °C~室温	10	¥5,900
4430-11*3	EVA樹脂*2	96	丸型(深め)	●ナチュラル	—	—	—	—	-80 °C~室温	100	¥30,300
4431*3	EVA樹脂*2	96	丸型(深め)	●ナチュラル	—	—	—	—	-80 °C~室温	10	¥4,400
4432-11*3	EVA樹脂*2	96	丸型(深め)	●ナチュラル	●	—	—	—	-80 °C~室温	10	¥5,000
Thermo Scientific™ ABgene™ 96ウェル/ディープウェル用キャップマット											
AB0566	TPE	96	丸型	●ナチュラル	—	—	●	—	-20~55 °C	50	¥31,600
AB0566SP*4	TPE	96	丸型	●ナチュラル	—	—	●	—	-20~55 °C	50	¥34,600
AB0674	TPE	96	丸型	●ナチュラル	—	●	—	—	-20~130 °C	50	¥30,700
AB0675	TPE	96	角型	●ナチュラル	—	●	—	—	-20~130 °C	50	¥30,700

*1 100% DMSOでの使用不可

*2 エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂


*3 マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能

*4 AB0566より少し硬い


オープントップチューブ用 Matrix SeptraSeal




カラー別製品番号							滅菌	ピアサブル	包装	希望小売価格
● ナチュラル	● 赤	● 黄	● 青	● 緑	● 紫	● 灰				
4463	4463RED	4463YEL	4463BLU	4463GRE	4463PUR	4463GRY	—	—	96個×10シート	¥9,800
4464	4464RED	4464YEL	4464BLU	4464GRE	4464PUR	4464GRY	●	—	96個×10シート	¥10,200
4465	4465RED	4465YEL	4465BLU	4465GRE	4465PUR	4465GRY	—	●	96個×10シート	¥10,900
4466	4466RED	4466YEL	4466BLU	4466GRE	4466PUR	4466GRY	●	●	96個×10シート	¥11,900



セプトラシール



キャップマット



粘着シール

*必ず別売りのシーリングマット(製品番号81100682 (黒色))をご使用ください。

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/storageplates

研究用にもみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

© 2019, 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2022年7月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc **LSP007-B2206CE**

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

[@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

thermofisher.com

thermo scientific