



L'ANALYSE DE L'EAU POUR UNE EAU PLUS SÛRE



- + FERMETURES ÉTANCHES
- + LARGE OUVERTURE POUR ÉVITER TOUTES CONTAMINATIONS
- + GRADUÉ DANS LA MASSE
- + ÉTIQUETAGE POUR TRAÇABILITÉ DES ÉCHANTILLONS
- + PRÉ-DOSAGE DU SODIUM DE THIOSULFATE
- + FERMETURE AVEC TÉMOIN D'INVIOLABILITÉ



LES FLACONS PET : UNE ALTERNATIVE AU VERRE

NEW



- Transparent comme le verre
- Incassable
- Plus léger que le verre
- Bouchon à vis inviolable
- Usage unique
- Gradué dans la masse
- Stérilisé

	Désignation	Bouchon	Référence	Capacité Nominale	Diamètre d'ouverture	Hauteur avec bouchon	Largeur flacon	Thiosulfate sodium / L
AVEC THIOSULFATE DE SODIUM	Flacon octogonal, 250 ml étiq.blanche, stérilisé		HP250B-01	321 ml	31.7 mm	145	64x64	20 mg
	Flacon octogonal, 250 ml étiq.blanche, stérilisé		HP250B-02	321 ml	31.7 mm	145	64x64	100 mg
	Flacon octogonal, 500 ml étiq.blanche, stérilisé		HP500B-11	638 ml	31.7 mm	170	76x76	20 mg
	Flacon octogonal, 500 ml étiq.blanche, stérilisé		HP500B-02	638 ml	31.7 mm	170	76x76	100 mg
	Flacon octogonal, 1 L étiq.blanche, stérilisé		HP1000B-01	1296 ml	31.7 mm	215	96x96	20 mg
SANS THIOSULFATE DE SODIUM	Flacon octogonal, 250 ml étiq.blanche, stérilisé		P250B-12	321 ml	31.7 mm	145	64x64	N/A
	Flacon octogonal, 500 ml étiq.blanche, stérilisé		P500B-16	638 ml	31.7 mm	170	76x76	N/A
	Flacon octogonal, 1 L étiq.blanche, stérilisé		P1000B-12	1296 ml	31.7 mm	215	96x96	N/A



Bouchon à vis inviolable
avec lèvre rentrante



Bouchon à vis inviolable
avec lèvre rentrante



LE POLYPROPYLENE : MEILLEURE RESISTANCE A LA CHALEUR

NEW



- Alternative économique
- Haute résistance thermique
- Bouchon à vis inviolable
- Usage unique
- Traçabilité des échantillons
- Stérilisé
- Translucide
- Précision du dosage de Thiosulfate

	Désignation	Bouchon	Référence	Capacité Nominale	Diamètre d'ouverture	Hauteur avec bouchon	Largeur flacon	Thiosulfate sodium / L
AVEC THIOSULFATE DE SODIUM	Flacon carré, 500 ml, stérilisé		HFC550-01	500 ml	32 mm	159	70x70	20 mg
	Flacon carré, 500 ml, stérilisé		HFC550-02	500 ml	32 mm	159	70x70	120 mg
	Flacon carré, 500 ml, stérilisé, 1/sac		HFC550-03	500 ml	32 mm	159	70x70	20 mg
	Flacon carré, 500 ml, stérilisé, 1/sac		HFC550-04	500 ml	32 mm	159	70x70	120 mg
	Flacon carré, 1 L, stérilisé		HFC1050-01	1 L	32 mm	211	82x82	20 mg
	Flacon carré, 1 L, stérilisé		HFC1050-02	1 L	32 mm	211	82x82	120 mg
	Flacon carré, 1 L, stérilisé, 1/sac		HFC1050-03	1 L	32 mm	211	82x82	20 mg
	Flacon carré, 1 L, stérilisé, 1/sac		HFC1050-04	1 L	32 mm	211	82x82	120 mg



128734901

Contains Sodium Thiosulfate

STERILE R 2

Date: °C

Type d'échantillon:
(Sample type)

Type d'eau:
(Water type)

Raison:
(Reason)


Signature:

SODIUM THIOSULFATE

DO NOT RINSE-NE PAS RINCER



Bouchon à vis inviolable
avecèvre rentrante



LE POLYPROPYLENE : MEILLEURE RESISTANCE A LA CHALEUR

NEW



- Alternative économique
- Haute résistance thermique
- Bouchon à vis inviolable
- Usage unique
- Traçabilité des échantillons
- Stérilisé
- Translucide

	Désignation	Bouchon	Référence	Capacité Nominale	Diamètre d'ouverture	Hauteur avec bouchon	Largeur flacon
SANS THIOSULFATE DE SODIUM	Flacon carré, 500 ml, stérilisé		FC550-01	500 ml	32 mm	159	70x70
	Flacon carré, 500 ml, stérilisé, 1/sac		FC550-02	500 ml	32 mm	159	70x70
	Flacon carré, 1L, stérilisé		FC1050-01	1 L	32 mm	211	82x82
	Flacon carré, 1L, stérilisé, 1/sac		FC1050-02	1 L	32 mm	211	82x82

	LOT	For bacteriology use only	
	STERILE	R	②
	Date:		
	Lieu de prélèvement: (Sample Point)		
	Type d'eau: (Water type)		
	Raison: (Reason)		
	Signature:		
Water Sampling Bottle			



Bouchon à vis inviolable
avec lèvre rentrante



LE PEHD : UNE MEILLEURE RIGIDITÉ



- Alternative économique
- Incassable
- Témoin d'intégrité
- Usage unique
- Traçabilité des échantillons
- Stérilisé
- Précision du dosage de Thiosulfate

	Désignation	Bouchon	Référence	Capacité Nominale	Diamètre d'ouverture	Hauteur avec bouchon	Largeur flacon	Thiosulfate sodium / L
AVEC THIOSULFATE DE SODIUM	Flacon carré 500 ml stérilisé	H	HFC510-01	500 ml	29 mm	148 mm	70x70	20 mg
	Flacon carré 500 ml stérilisé	H	HFC510-02	500 ml	29 mm	148 mm	70x70	120 mg
	Flacon carré 500 ml stérilisé, 1/sac	H	HFC510-03	500 ml	29 mm	148 mm	70x70	20 mg
	Flacon carré 500 ml stérilisé, 1/sac	H	HFC510-04	500 ml	29 mm	148 mm	70x70	120 mg
	Flacon carré 500 ml stérilisé, 1/sac	F	HLC540-01	500 ml	55 mm	128 mm	75x75	20 mg
	Flacon carré 500 ml stérilisé, 1/sac	F	HLC540-03	500 ml	55 mm	128 mm	75x75	120 mg
	Flacon carré 1 L stérilisé	F	HLC1040-01	1 L	55 mm	187 mm	92x77	20 mg
	Flacon carré 1 L stérilisé	F	HLC1040-02	1 L	55 mm	187 mm	92x77	120 mg
	Flacon carré 2 L stérilisé	F	HLC2040-01	2 L	58 mm	237 mm	110x93	20 mg
	Flacon carré 2 L stérilisé, 1/sac	F	HLC2040-03	2 L	58 mm	237 mm	110x93	20 mg
SANS	Flacon carré 500 ml stérilisé	H	FC510-07	500 ml	29 mm	148 mm	70x70	N/A

BOUCHONS



Bouchon à vis avec témoin d'intégrité, jointé



Cape attenante avec témoin d'intégrité, lèvres rentrantes et anneau de sécurité



LES AVANTAGES DU PLASTIQUE COMPARÉ AUX BOUTEILLES EN VERRE

- + PAS D'AUTOCLAVAGE
- + PAS DE LAVAGE
- + PAS DE RISQUE DE CASSE OU DE BLESSURE
- + PLUS LÉGER POUR LE TRANSPORT
- + TRAÇABILITÉ DE L'ÉCHANTILLON PRÉLEVÉ
- + CERTIFICAT DE STÉRILITÉ SUR CHAQUE CARTON
- + ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE
- + ÉCONOMIE DE TEMPS, D'ARGENT ET MINIMISATION DES RISQUES
- + GARANTIE DU DOSAGE EN THIOSULFATE DE SODIUM
- + BOUCHON À VIS INVOLABLE AVEC TÉMOIN D'INTÉGRITÉ

Conforme aux normes :

ISO 5667-3 Prélèvement et stockage des échantillons

ISO 19458 Qualité de l'eau - Prélèvement pour analyse microbiologique



123 ROUTE DE CAESTRE - BORRE
59529 HAZEBROUCK CEDEX - FRANCE

TÉL. +33 (0)3 28 41 93 03
FAX. +33 (0)3 28 49 56 92
info@gosselin.eu

www.gosselin.eu

Distribué par :

